



AESHUCARE® ALLERGY
POINT-OF-CARE PER LA DETERMINAZIONE DELLE
IGE UMANE SPECIFICHE

AESHUCARE® ALLERGY È IDEALE PER LA RICERCA
DI ALLERGIE NEI PAZIENTI DA PARTE DEI
PROFESSIONISTI SANITARI DURANTE UNA
SEMPLICE VISITA. I RISULTATI DI AESHUCARE®
ALLERGY SONO SEMI-QUANTITATIVI.

L'INTERPRETAZIONE VISIVA IN 5 LIVELLI CONSENTE
LA CLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI DELLE ALLERGIE
NELLE RISPETTIVE CLASSI DI SENSIBILIZZAZIONE.

SCREENING IGE IN-VITRO COMPLETO PER 25-35
ALLERGENI CONTEMPORANEAMENTE
RICHIEDE 2-3 GOCCE

DI SANGUE CAPILLARE (200 WL) DEL POLPASTRELLO
O DEL LOBO DELL'ORECCHIO
(È ANCHE POSSIBILE UTILIZZARE SANGUE VENOSO O
SIERO/PLASMA)

RISULTATI ENTRO 30 MINUTI - LEGGIBILI A OCCHIO
NUDO

NESSUNA ULTERIORE STRUMENTAZIONE RICHIESTA
IL KIT CONTIENE TUTTA L'ATTREZZATURA
NECESSARIA - INCLUSI LANCETTA, SISTEMA DI
PRELIEVO CAPILLARE, TEST E REAGENTI
TEST PER DIVERSE ALLERGIE DA ALIMENTI E DA
INALANTI - DISPONIBILI VARIE TIPOLOGIE DI
PANNELLI

AESHUCARE® ALLERGY È INOLTRE IDEALE PER
ESEGUIRE I TEST COME ALTERNATIVA SICURA AI
METODI DI TEST COMUNI CHE POTREBBERO
PROVOCARE SHOCK ANAFILATTICO E NON SONO
INDICATI AD ES. PER DONNE IN GRAVIDANZA,
BAMBINI, PAZIENTI CON PATOLOGIE CUTANEE
ACUTE O CHE ASSUMONO ANTISTAMINICI.


RIFERIMENTI PER GLI ORDINI AESHUCARE®

RIF. 820101	Nome del prodotto: AESHUCARE Allergy ONE	Formato: 1 test 25 allergeni	Categoria: Atopia	Codici allergeni: w1, w6, g6, gx17, g12, t3, kx1, e1, e5, dx2, f1, f199, f3, f4, f13, f14, f85, f20, f16, f17
RIF. 820102	Nome del prodotto: AESHUCARE Allergy TWO	Formato: 1 test 35 allergeni	Categoria: Atopia	Codici allergeni: w1, w6, mx1, i6, h1, bx21, w22, e1, e5, dx2, f1, f199, fx704, fx722, f13, f14, fx153, fx246, fx272, IgE totale
RIF. 820201	Nome del prodotto: AESHUCARE Allergy THREE	Formato: 1 test 31 allergeni	Categoria: Inalazione	Codici allergeni: w1, w6, g6, gx17, g12, t3, kx1, e1, e5, dx2, bx19, i1, g2, g17, d201, t9, bx21, mx1, ix1, IgE totale
RIF. 820301	Nome del prodotto: AESHUCARE Allergy FOUR	Formato: 1 test 25 allergeni	Categoria: Alimenti	Codici allergeni: f1, f199, f3, f4, f13, f14, f85, f20, f16, f17, f25, f49, fx704, f24, fx693, f31, fx166, f35, CCD, IgE totale




INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI
SEGUIRE LE ISTRUZIONI RIPORTATE NELLA SCHEDA DI VALUTAZIONE PER UNA CORRETTA LETTURA DEI
RISULTATI.

LA MEMBRANA È COMPOSTA DA 20 FINESTRE IN CORRISPONDENZA DELLE AREE TEST, OGNUNA DOTATA
DI DUE CONTROLLI (DEBOLE POSITIVO E POSITIVO) ED UN POZZETTO PER GLI ALLERGENI (SINGOLI O MIX)
INDICATI DAI RISPETTIVI CODICI STANDARD.



PER OGNI ALLERGENE LA SCHEDA CONSENTE DI INDIVIDUARE 5 DIVERSI LIVELLI DI RISPOSTA CHE FANNO
RIFERIMENTO AL SISTEMA IMMUNOCAP.
RISULTANO SIGNIFICATIVI TUTTI I RISULTATI A PARTIRE DAL LIVELLO 2.





1. Preparazione

Fase 1: assemblare i portareagenti come mostrato nella figura. Attenzione: il dispositivo del test e tutti i reagenti devono essere portati a temperatura ambiente almeno 30 minuti prima dell'uso.



2. Prelievo del campione di sangue

Fase 2a: prelevare 200 µl di sangue (fino al segno bianco) con il tubo capillare (si possono utilizzare anche 67 µl di siero o plasma). **Fase 2b:** riempire la provetta contenente il diluente (DILUT) (tappo rosso) con il campione di sangue e mischiare per 2 secondi. **Fase 2c:** iniettare con la siringa l'intero volume della miscela ottenuta nel fluid port del dispositivo.

Incubazione: 8 min.



8 min

3. Soluzione con anticorpi 1

Fase 3a (lavaggio): iniettare l'intero volume della soluzione di lavaggio (WASH) (tappo blu) nel dispositivo. **Fase 3b:** iniettare l'intero volume della soluzione con anticorpi 1 (Ab1) (tappo grigio) nel dispositivo. **Incubazione: 8 min.**



8 min

4. Soluzione con anticorpi 2

Fase 4a (lavaggio): iniettare l'intero volume della soluzione di lavaggio (WASH) (tappo blu) nel dispositivo. **Fase 4b:** iniettare l'intero volume della soluzione con anticorpi 2 (Ab2) (tappo giallo) nel dispositivo. **Incubazione: 8 min.**



8 min

5. Reagente colorato

Fase 5a (lavaggio): iniettare l'intero volume della soluzione di lavaggio (WASH) (tappo blu) nel dispositivo. **Fase 5b:** iniettare l'intero volume del reagente colorato della prima provetta (COLR) (tappo bianco) nel dispositivo, avviare il timer e iniettare immediatamente l'intero volume del reagente colorato della seconda provetta (COLR) (tappo bianco) nel dispositivo. **Incubazione: 5 min. (tempo di incubazione totale)**



5 min

6. Stop e risultati del test

Fase 6: iniettare l'intero volume dello "stop buffer" (STOP) (tappo verde) nel dispositivo. Pronto! Analisi del risultato del test!

Procedimiento finalizado. ¡Compruebe los resultados usando la ficha de evaluación!

